

COLSEPT

Disinfettante - detergente concentrato in soluzione acquosa.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

CLORURO DI DIDECILDIMETILAMMONIO	g	4,5
Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a	g	100

Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati.



IL PRINCIPIO ATTIVO

Il DDAC (Didecil-dimetil ammonio cloruro) è un derivato di ammonio quaternario di tipo totalmente nuovo, il primo di una famiglia di quaternari (detti di terza generazione) dalle caratteristiche insolite ed interessanti.

Una serie sostanziale di ricerche batteriologiche già condotte su questo principio attivo ha evidenziato che esso possiede un'elevata attività battericida, superiore a quella dei derivati di ammonio quaternario correntemente in commercio.

E' il quaternario con il massimo "margine di sicurezza". E' stato dimostrato che il DDAC mantiene attività battericida anche in condizioni sperimentali e di diluizione alle quali i tradizionali derivati di ammonio quaternario non hanno praticamente più alcuna attività. In alcuni casi le sue proprietà sono senza precedenti.

LE CARATTERISTICHE

Alcune caratteristiche importanti di COLSEPT sono:

- possiede una attività biocida su batteri gram negativi, funghi, alghe, virus, superiore a qualsiasi altro composto quaternario, incluso il Benzalconio Cloruro;
- tolleranza nei confronti di sostanze anioniche;
- compatibilità con acque dure;
- tolleranza alle sostanze organiche.

L'APPLICAZIONE

COLSEPT è indicato per la disinfezione e la pulizia di pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, nella casa, negli ospedali, palestre, comunità e nelle industrie non alimentari.

Per la disinfezione e pulizia di superfici dure, pavimenti, pareti, attrezzature varie si consiglia di usare COLSEPT diluito in acqua allo 0,5% (50 g in 10 l d'acqua). Un litro di miscela così ottenuta è sufficiente per 5 - 10 mq di superficie.

Il tempo minimo di contatto per una completa disinfezione è di 5 minuti.

LE QUALITÀ

Associate al principio attivo, sono presenti nel formulato sostanze detergenti e chelanti che rendono COLSEPT un ottimo disinfettante - detergente per superfici dure. COLSEPT è compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionogeni, mentre deve essere assolutamente evitata la combinazione con prodotti anionici quali saponi, alchilsolfonati, ecc.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso domestico e civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.14207



PERICOLO



ATTENZIONE

SCT-00672